

医院名 \_\_\_\_\_ <休診日> (日) (月) (火) (水) (木) (金) (土)

症例番号 \_\_\_\_\_ 歳 ヶ月 男・女 \_\_\_\_\_ (フリガナ) 患者名 \_\_\_\_\_

納期指定日: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 装着日: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

送付資料  模型 上・下  Bite  Bracket  Other ( )

《Set up》

- ① Set up ...  Upper  Lower  MTM (範囲 )
- ② Set up check ...  あり  なし
- ③ 抜歯部位 ( )
- ④ アーチシェイプ  Maintain (患者さまのアーチを維持)  
 Squared  Tapered  Ovoid  Roth tru-arch  Alexander  
 Other ( )

- ⑤ 前歯部トルク ※ ( ) 内に歯式をご記入ください。  
上顎前歯トルク ...  現在の ( ) のトルクを基準とし、前歯部を排列  
 現在の ( ) から + / - ( ° ) とし、それに合わせて前歯部を排列  
A  
下顎前歯トルク ...  現在の ( ) のトルクを基準とし、前歯部を排列  
 現在の ( ) から + / - ( ° ) とし、それに合わせて前歯部を排列

※下表は Ideal の数値です。必要な場合を上書きください。

B

U3R	U2R	U1R	U1L	U2L	U3L
-2	7	12	12	7	-2
L3R	L2R	L1R	L1L	L2L	L3L
-2	0	0	0	0	-2

- ⑥ アンギュレーション  Ideal (下記表の数値)  
 オーバーコレクション (必要な場合下記表に上書きください。)

U7R	U6R	U5R	U4R	U3R	U2R	U1R	U1L	U2L	U3L	U4L	U5L	U6L	U7L
0	0	0	0	11	9	5	5	9	11	0	0	0	0
L7R	L6R	L5R	L4R	L3R	L2R	L1R	L1L	L2L	L3L	L4L	L5L	L6L	L7L
0	0	0	0	6	4	2	2	4	6	0	0	0	0

《Bracket positioning》

- ① 使用ブラケット  
 <上顎> ... 前歯 ...  STb  Clippy-L  kurz  Other ( )  
 小白歯 ...  STb  Clippy-L  kurz  Other ( )  
 第一大臼歯 ...  STb  Clippy-L  kurz ( )  Other ( )  
 第二大臼歯 ...  STb  Clippy-L  kurz ( )  Other ( )  
 <下顎> ... 前歯 ...  STb  Clippy-L  kurz  Other ( )  
 小白歯 ...  STb  Clippy-L  kurz  Other ( )  
 第一大臼歯 ...  STb  Clippy-L  kurz ( )  Other ( )  
 第二大臼歯 ...  STb  Clippy-L  kurz ( )  Other ( )
- ② Base resin  Transbond  Enlight  Other ( )  
 Kommonbase resin (  Clear  Clear pink )
- ③ 歯肉切除  可 \_\_\_\_\_mm  不可
- ④ ワイヤードesign  ストレート (可及的に)  
 マッシュルーム (小白歯、大白歯間バンド  可  不可)
- ⑤ ワイヤーチャート  チャートのみ  
 チャート + アイデアルアーチワイヤー (.018×.025SS)

《Core》


- ① コア製作部位  Upper  Lower  
 Lingual  Labial  

7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7
7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7

 Lingual  Labial
- ② コアタイプ  Hybrid core  CRC  Kommon base  Other ( )

《その他指示》

- ①  TPA



Comments: \_\_\_\_\_